

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Автоматическая система трансдермальной диффузии PHOENIX RDS

Автоматическая станция **Phoenix RDS** имеет неоспоримые преимущества в четырех областях: конструкция диффузионной ячейки; нагревание и перемешивание; автоматизированный отбор проб; компьютеризированное управление.

Основой системы являются диффузные ячейки сухого нагрева, которые обеспечивают значительно лучшие результаты испытаний по сравнению с традиционными системами отбора проб с водяной рубашкой.

Каждый из рабочих блоков имеет встроенную систему сухого нагрева и перемешивания, обеспечивает превосходный контроль температуры искорости и не требует подключения дополнительного оборудования.

Отбор проб осуществляется с помощью автоматического шприцевого зонда на платформе 3D-манипулятора, управляемого программным обеспечением Diffusion Master.

Система полностью автоматизирует рутинные процедуры отбора проб и замены носителя лабораторными аналитиками при работе вручную. Одновременно снижается вероятность отклонений из-за процедурных несоответствий.

Модульная конструкция позволяет лабораториям плавно переходить от ручного метода к полной автоматизации процесса при масштабировании исследований трансдермальной диффузии на большее количество анализов.

Преимущества:

Соответствие требованиям USP <1724>

Контроль скорости перемешивания от 200 до 900 об / мин

- Контроль температуры от 25 до 40 ° c
- Компактные размеры
- Автоматический пробоотбор полностью соответствует ручному методу
- Предустановленные и пользовательские протоколы промывки
- Сбор проб в пробирки 12 x 32, а также лотки Shimadzu, Waters, Agilent, и Thermo
- Скользкий режим пробоотбора
- Короткий цикл забора образца и восполнения среды в ячейке
- Малые объемы для промывки ячейки и замены среды
- Управление с ПК с помощью оригинального ПО, соответствующего требованиям 21 CFR часть 11

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город