

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Рефрактометр RM50: лабораторный, диапазон измерения 1,32...1,58 nD

Рефрактометры LiquiPhysics предназначены для использования в лабораториях нефтегазовой, химической, пищевой отраслей, а также везде, где контроль готовой продукции, промежуточных материалов или сырья связан с измерением показателя преломления, pH, проводимости или цвета. Измерение показателя преломления широко используется для идентификации и оценки качества жидких образцов.

Содержание сухих веществ (сахара) по шкале Brix в пищевой промышленности, коэффициент преломления вязких, липких, непрозрачных образцов или летучих образцов в нефтехимической, фармацевтической отрасли: цифровые рефрактометры RM справятся с любой из этих задач.

- Компактность и удобство
- Автоматизация и надежность
- Модульный принцип: одновременное измерение d20, nD20, pH (УЭП) и цвета
- OneClick: Измерение в одно касание

Встроенное программное обеспечение на русском языке позволяет автоматически пересчитать результаты измерений по стандартным таблицам (например сухие вещества (сахар) по шкале Brix, крепость алкогольных напитков) или по определяемым пользователем формулам.

Модульная конструкция и широкий спектр аксессуаров позволяет полностью автоматизировать весь цикл измерения, от идентификации и отбора образца до промывки и выдачи отчета.

Кроме того, дополнительные ячейки для измерения плотности DX и показателя преломления RX позволяют построить систему для одновременного измерения коэффициента преломления, плотности, pH или проводимости и цвета, а программное обеспечение LabX позволяет управлять измерительной системой с ПК и легко интегрировать плотномер в систему LIMS, SAP, ERP и другие информационные системы.

Технические характеристики:

Модуль измерения преломления RX505

Диапазон измерения 1.32000...1.58000

Воспроизводимость (Ст. откл. n=10)

- nD 0.00001

- Брикс [% по массе] 0.01

Предел погрешности этанол [% по объему]

- nD 0.00002

- Брикс [% по массе] 0.03

Диапазон температур, [°C] 5...75

Предел погрешности [°C] 0.03

Материалы, контактирующие с образцом Сапфир, нержавеющая сталь SUS316, ПТФЭ

Минимальный объем образца 0,4 мл

Типичное время измерения 20 с (5 с после достижения температурного равновесия)

Размеры (ДхШхВ в мм) : Рефрактометры RM: 208x372x192,5, модуль измерения показателя преломления RX: 208x226x192,5

Масса Рефрактометры RM: 5,40 кг, модуль измерения показателя преломления: 4,35 кг

Электропитание Переменный ток 100...240 В; 50...60 Гц; 60 Вт

Топливо и смазочные материалы:

Плотность, показатель преломления и цвет являются важнейшими показателями качества нефти, нефтепродуктов и смазочных материалов.

LiquiPhysics™ Excellence - лучшее решение для контроля качества жидких образцов в нефтехимической отрасли.

Как измерить плотность битума и мазута, модификаторов вязкости, смазочных масел или парафинов? Пусть об этом позаботится LiquiPhysics™ Excellence! Модули автоматизации SC1H и SC30H позволяют полностью автоматизировать анализ такой продукции, даже если образцы при комнатной температуре находятся в твердом состоянии, благодаря встроенному модулю нагрева. Продуманный дизайн исключает застывание образца в подающих и сливных трубках.

Сахар и спирт:

Концентрация сухих веществ в градусах Брикс в фруктовых соках, концентратах и мякоти. Крепость водки, виски и других алкогольных напитков: благодаря широкому набору аксессуаров рефрактометры RM и плотномеры DM могут работать практически с любыми типами образцов.

Контроль качества лекарственных средств:

Контроль доступа, прослеживаемость всех операций, интеграция в LIMS и соответствие SOP: системы LiquiPhysicsTM Excellence выполняют любое требование. В совокупности с исключительным удобством это делает плотномеры и рефрактометры незаменимым инструментом в лаборатории контроля качества лекарств. Стандарты поставляются в специальных флаконах для непосредственного использования в модулях автоматизации SC1 и SC30 без использования шприца. Это исключает перекрестное загрязнение.

Ароматизаторы, отдушки, ароматические и пищевые добавки:

Система LiquiPhysicsTM Excellence сочетает в себе все свойства, необходимые для определения плотности и показателя преломления: высокая производительность, измерение четырех параметров одним прибором и интеграция в LIMS, SAP

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город