

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Мельница A 10 basic

Мельница с порционной загрузкой предназначена для измельчения твердых, хрупких, мягких и волокнистых материалов объёмом до 50 мл. Так как пробы можно охрупчивать непосредственно в рабочей камере, то допускается измельчение вязких, маслянистых и водянистых проб.

Преимущества:

- Цифровой таймер
- Счетчик: Отображение времени измельчения
- Функция интервальной работы
- Бесщеточный мотор с длительным сроком службы и низким уровнем шума
- Встроенные разъёмы для подсоединения охлаждения
- Дисплей отображения ошибки
- Простое управление с помощью клавиатуры
- Легкосменные ножи для различных применений
- Насадка для уменьшения объема рабочей камеры для малого объема пробы и стальной нож A 10.1 входят в комплект поставки
- Простое открывание и закрывание крышки с использованием защелки

Комплект поставки:

- Мельница IKA® A10 basic
- Измельчитель с дробильной камерой A 10.4 + Стальной нож A 10.1
- Два зажима + Два войлочных круга
- Набор инструментов
- Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон

Технические данные:

Тип процесса	Работа с пробами
Рабочий принцип	Режущий / ударный
Потребляемая мощность привода	300 Вт
Производимая мощность привода	240 Вт
Максимальная скорость	25000 об./мин.
Отклонение скорости	500 ± об./мин.
Окружная скорость	73 м/с
Полезный максимальный объём	50 мл
Максимальная твердость материала	5 по Моосу
Максимальный размер гранул материала	6 мм
Материал ножа	Нерж. сталь 1.4034
Материал контейнера	Нерж. сталь 1.4301
Рабочий цикл вкл.	5 мин
Рабочий цикл выкл.	10 мин
Контейнер охлаждаемый водой	Да
Материал в контейнере охлаждаемый сухим льдом (опция)	Да
Размеры	130 x 250 x 145 мм
Вес	2.9 кг

Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 41
Напряжение	220 - 240 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	300 Вт

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город