

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Калориметр C 6000 isoperibol

Калориметр C 6000 isoperibol, соответствующий мировым стандартам, объединяет в себе современные технологии, вариативность и автоматизацию. Он работает в соответствии со всеми стандартами калориметрии бомбы, такими как, например, DIN, ISO, ASTM, ГОСТ и ГБ.

Оператор может выбрать между тремя различными начальными температурами 22 ° C, 25 ° C, 30 ° C в каждом режиме измерения.

Благодаря новой конструкции емкости для разложения время измерения может быть сокращено.

Имеет интерфейс для ПК, весов и принтера с возможностью индивидуальной настройки. Программное обеспечение IKA®C 6040 Calwin (опция) предоставляет дополнительные расширения и настройки по управлению данными измерений

Режимы измерения: изопериболический, динамический

Особенности:

Автоматическое определение зажигания и энергии зажигания

Автоматическое заполнение и слив воды

Автоматическое заполнение кислородом, вентиляция и промывка

RFID-технология для автоматической идентификации бомбы при разложении

Новая конструкция сосуда для разложения, позволяющая быстрее и легче готовить образцы

Простое и удобное емкостное сенсорное управление

Представление контрольного графика и корректировочный расчет для глобально используемых стандартов

Интерфейс Ethernet для подключения к сетевому принтеру

Интерфейс USB, позволяющий легко управлять данными и обновлять программное обеспечение

Калориметр поставляется различными комплектами:

1) **Калориметр C 6000 isoperibol комплект 1/10**

Комплект включает в себя: Калориметр C 6000 isoperibol; Сосуд для разложения C 6010; Система снабжения охлаждающей жидкостью RC 2 basic

2) **Калориметр C 6000 isoperibol комплект 1/12**

Комплект включает в себя: Калориметр C 6000 isoperibol; Сосуд для разложения галогеностойкий C 6012 с каталитически активной поверхностью; Система снабжения охлаждающей жидкостью RC 2 basic

3) **Калориметр C 6000 isoperibol комплект 2/10**

Комплект включает в себя: Калориметр C 6000 isoperibol; Сосуд для разложения C 6010

4) **Калориметр C 6000 isoperibol комплект 2/12**

Комплект включает в себя: Калориметр C 6000 isoperibol; Сосуд для разложения галогеностойкий C 6012 с каталитически активной поверхностью

Технические данные C 6000 isoperibol:

Диапазон измерения	40000 J
Режимы работы динамич.25°C	Да
Режим измерения (изопериболический 22°C)	Да
Режим измерения (динамический 25°C)	Да

Режимы работы (изопериболический 25°C)	Да
Режим измерения (динамический 23°C)	Да
Режим измерения (изопериболический 30°C)	Да
Измерений/час (динамический режим)	6
Измерений/час (изопериболический режим)	4
Воспроизводимость в динамическом режиме на основе анализа (1 г бензойной кислоты NBS 39i)	0.15 %RSD
Воспроизводимость в изопериболическом режиме на основе анализа (1 г бензойной кислоты NBS 39i)	0.05 %RSD
Сенсорный экран	Да
Рабочая температура	22 - 30 °C
Точность фактически отображаемой температуры	0.0001 K
Охлаждающая жидкость	12 - 27 °C
Охлаждающая жидкость дополнительное давление	1.5 бар
Охлаждающая жидкость	Водопроводная вода

Метод охлаждения	Проток
Криостат	RC 2 basic
Скорость потока	60 - 70 л/ч
Запись расхода при 18°C	60 л/ч
Рабочее давление кислорода макс.	40 бар
Разъем для подключения весов	RS232
Разъем для подключения принтера	USB
Разъем для подключения ПК	RS232
Разъем для подключения управления автосэмплерами	Да
Разъем для подключения клавиатуры	Да
Напуск кислорода в сосуд для разложения	Да
Выпуск кислорода из сосуда для разложения	Да
Определение сосуда для разложения	Да

Сосуд для разложения, стандартный C6010	Да
Анализ согласно DIN 51900	Да
Анализ согласно DIN EN ISO 1716	Да
Анализ согласно DIN EN ISO 9831	Да
Анализ согласно DIN EN 15170	Да
Анализ согласно DIN CEN TS 14918	Да
Анализ согласно ASTM D240	Да
Анализ согласно ASTM D4809	Да
Анализ согласно ASTM D5865	Да
Анализ согласно ASTM E711	Да
Анализ согласно ISO 1928	Да
Анализ согласно GB T213	Да
Размеры	500 x 425 x 450 мм

Вес	29 кг
Допустимая температура окружающей среды	20 - 30 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Разъем RS 232	Да
Разъем USB	Да
Напряжение	220 - 240 / 100 - 120 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	1700 В

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город