

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Автомат для мойки лабораторного стекла G 7883 CD, Miele

Автомат для мойки и дезинфекции лабораторного стекла G 7883 CD со встроенным сушильным агрегатом для сушки горячим воздухом, с выдвижным ящиком с 2 емкостями для моющих средств. Для обработки лабораторной посуды, соответствующей чистоте анализов, например в промышленных и исследовательских лабораториях.

Мойка осуществляется в закрытом объеме, предотвращая возможное распространение инфекций. Эффективная очистка удаляет даже очень сильные загрязнения (в том числе органические кислоты, амины, оксиды металлов, животные жиры, масло, воск и парафин). Имеют высокую производительность при минимальных затратах времени и расходах воды. Постоянный контроль за всем процессом мойки и сушки на любой из его стадии. Широкий выбор корзин, вставок и инжекторных тележек для всех видов посуды.

Основные характеристики:

37 узкогорлых стаканов, 96 пипеток, 1600 пробирок

Конструкция:

Отдельно стоящий/встраиваемый прибор без крышки

Ширина 90 см.

Внешняя облицовка:

Внешняя облицовка из нержавеющей стали (AE)

Управление:

- Система управления Multitronic Novo Plus с 10 программами
- Выбор программы с помощью переключателя<(>,<)>
- Возможность изменения определенных параметров процесса мойки<(>,<)>

индикация температуры и времени выполнения программы, оптический и акустический сигнал по окончании программы.

Программы:

Термическая дезинфекция с фунгицидным, бактерицидным и антивирусным действием при 93 °C в течение 10 мин, предварительная мойка Vario TD, свободное место для программирования, неорганика, органика, стандартная, универсальная, интенсивная, пластик, ополаскивание

Протоколирование данных процесса:

Серийный порт RS232 для протоколирования данных о процессе

Серийное оснащение:

- 4-х кратная система фильтрации: плоский фильтр, фильтр грубой очистки, фильтр стеклянного боя, микрофильтр тонкой очистки
- Конструкция с двойными стенками, изолирующим материалом для лучшего шумоподавления
- Счетчик с крыльчаткой для контроля количества заливаемой воды
- Электрическая блокировка двери
- Защита при аварийном прерывании программы
- Оптический и акустический сигналы по окончании программы

2 сенсора для регулировки и контроля температуры

- Возможность подключения измерительных датчиков в моечной камере для измерения параметров в рамках валидации

Система мойки:

- Гигиеничная система мойки с заливом свежей воды после каждой фазы мойки
- 2 коромысла-распылителя (3-е в верхней корзине) для тщательной мойки
- Оптимально расположенные форсунки и регулируемая скорость вращения коромысел-распылителей для получения наилучших результатов мойки
- Тщательная мойка полых инструментов с помощью инжекторной системы
- Комбинированное применение системы мойки свежей водой и системы повторного использования технологической воды

Моечная камера:

Моечная камера из высококачественной нержавеющей стали

Циркуляционный насос:

Мощный циркуляционный насос Qmax. 400 л/мин

Система дозирования:

- 1 дозирующее устройство в дверце для порошкообразных моющих средств
- 1 дозирующее устройство в дверце для жидких моющих средств (ополаскивателя)
- 2 встроенных дозирующих насоса для средств нейтрализации/моющих средств
- Выдвижной отсек с 2 емкостями по 5 л.

Система смягчения воды:

Система смягчения воды Profi Monobloc

Конденсатор пара:

Эффективный конденсатор пара с системой распыления

Система сушки:

- Встроенный агрегат для сушки горячим воздухом
- Вентилятор: 0,3 кВт, нагрев: 1,8 кВт, общая потребляемая мощность: 2,1 кВт, производительность по воздуху: 60 м3/ч, настройка температуры с шагом в 1° C: 50-99° C, настройка времени с шагом в 1 мин.: 1-99 мин, фильтр предварительной очистки/EU4, степень осаждения >95%, срок службы 100 ч., фильтр взвеси/Нера-фильтр H13, степень осаждения >99,992% (DIN EN 1822), срок службы: 500 ч.

Подключение воды:

- 1 х холодная вода
- 1 х холодная вода для пароконденсатора
- 1 х дистиллированная вода
- 1 х горячая вода
- Система защиты от протечек

Слив воды:

2 сливных шланга

Потребляемая мощность:

3 фазы переменный ток: 400В, 50 Гц

Предохранитель А: 3 х 16

Потребляемая мощность: 9,7 кВт

Нагрев: 9,0 кВт

Принадлежности:

- Установка обратного осмоса для непрерывного забора полностью обессоленной воды
- Патроны для обессоливания воды
- Дозирующий модуль для дозирования жидких средств
- Цоколь для эргономичной загрузки прибора
- Крышка из нержавеющей стали

Габариты/вес

Внешние габариты В/Ш/Г: 820/900/700 мм

Вес нетто: 108 кг

Аксессуары:

0188	верхняя корзина для размещения различных вставок	По запросу
U 874/1	нижняя корзина для размещения различных вставок	По запросу
E 139	вставка на 1/4 корзины, на пробирки длиной до 200 мм	По запросу
E 106	вставка на 1/2 корзины, для размещения стаканов, бутылей, мензурок	По запросу
E 118	вставка для размещения чашек Петри	По запросу
E 329	инжекторная тележка для размещения узкогорлой посуды	По запросу

Е 406

инжекторная тележка для пипеток

По запросу

Другие вставки и тележки

По запросу

ерхних корзин/инжекторов или инжекторных тележек к системе подачи воды

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город