

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Микроскоп Альтами БИО 6

Микроскоп используется с целью анализа микропрепаратов в проходящем свете методом светлого поля. Может поставляться в бинокулярном или тринокулярном исполнении. Имеет ахроматические объективы: 4х, 10х, 40х, 100х (МИ), широкопольные окуляры 10х и 20х, конденсор Аббе, предметный стол с препаратоводителем.

Особенности:

- Методы контрастирований: светлое поле и темное поле* в проходящем свете
- Насадка: бинокулярная или тринокулярная
- Увеличение: 40-2000 крат
- Объективы: ахроматические - 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65, 100X/1.25 МИ
- Окуляры: 10X/18 мм и 20X/11 мм
- Освещение: источник света галогенная лампа 20 Вт или светодиод
- Дополнительно: цифровая камера на выбор, сухой темнопольный конденсор NA 0.9, масляный темнопольный конденсор

NA 1.25, окуляр 10X/18 со шкалой, объективы 20X/0.40 и 60X/0.85, объект-микрометр, наборы микропрепаратов, предметные и покровные стекла

Технические характеристики

Методы контрастирований:

- светлое поле;
- темное поле*.

Увеличение: 40X-2000X.

Насадка:

- бинокулярная или тринокулярная;
- угол наклона окуляров 30°;
- регулировка межзрачкового расстояния в диапазоне 55-75 мм;
- диоптрийная подстройка в диапазоне ± 5 дптр.

Окуляры:

- WF10X/18;
- WF10X/18 со шкалой*;
- WF20X/11.

Объективы:

ахроматические, рассчитанные на длину тубуса 160 мм:

- 4X/0.1 160/- рабочее расстояние 37.5 мм;
- 10X/0.25 160/0.17 рабочее расстояние 6.55 мм;
- 20X/0.40 160/0.17 рабочее расстояние 2.1 мм (подпружиненный)*;
- 40X/0.65 160/0.17 рабочее расстояние 0.65 мм (подпружиненный);
- 60X/0.85 160/0.17 рабочее расстояние 0.46 мм (подпружиненный)*;
- 100X/1.25 160/0.17 (МИ) рабочее расстояние 0.2 мм (подпружиненный).

Освещение:

- коллектор со сферической линзой;
- источник света галогенная лампа 6 (12) В/20 Вт;
- плавное изменение яркости освещения.

можно заказать микроскоп со светодиодным осветителем вместо галогенной лампы.

Предметный столик:

- 125x130 мм с двухкоординатным перемещением;
- диапазон перемещения 70x30 мм;
- коаксиально расположенные ручки управления;
- препаратоводитель.

Револьверное устройство:

4-позиционное, с точной фиксацией объективов относительно оптической оси.

Конденсор:

- конструкции Аббе N.A. 1.25;

- центрируется и регулируется по высоте специальными ручками;
- с регулируемой ирисовой диафрагмой d=2-30 мм;
- с отсеком для светофильтров d=32 мм.

Фокусировка:

- коаксиально расположенные ручки грубой и точной фокусировки;
- стопорный винт вертикального перемещения стола.

Светофильтры:

- голубой d=32 мм;
- нейтральный d=32 мм*;
- желтый d=32 мм ;
- зеленый d=32 мм.

В комплекте:

- пылезащитный чехол;
- руководство по эксплуатации;
- флакон-капельница с иммерсионным маслом;
- цифровая камера на выбор*;
- объект-микрометр с двумя шкалами (100x0.01 мм и 100x0.01 см) и двумя калибровочными точками (d=0.15 мм и d=0.07 мм)*.

*- поставляется по дополнительному заказу

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город