

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Автомат для мойки лабораторного стекла G 7883, Miele

Позволяет проводить безупречную автоматическую мойку, сушку и дезинфекцию всех видов лабораторной посуды. Мойка осуществляется в закрытом объеме, предотвращая возможное распространение инфекций. Эффективная очистка удаляет даже очень сильные загрязнения (в том числе органические кислоты, амины, оксиды металлов, животные жиры, масло, воск и парафин). Имеют высокую производительность при минимальных затратах времени и расходах воды. Постоянный контроль за всем процессом мойки и сушки на любой из его стадии. Широкий выбор корзинок, вставок и инжекторных тележек для всех видов посуды.

G 7883

Краткое описание:

Универсальное решение с большой моечной камерой и коротким временем выполнения программы. Для обработки лабораторной посуды, например в промышленных и исследовательских лабораториях.

Основные характеристики:

37 узкогорлых стаканов, 116 пипеток, 1600 пробирок.

Конструкция:

Отдельно стоящий/встраиваемый прибор

Ширина 60 см.

Внешняя облицовка

Внешняя облицовка - белый корпус (AW)

Управление:

Система управления Multitronic Novo Plus с 10 программами

Выбор программы с помощью переключателя(>,<)>

Возможность изменения определенных параметров процесса мойки<(,<)>

индикация температуры и времени выполнения программы, оптический и акустический сигнал по окончании программы.

Программы:

Термическая дезинфекция с фунгицидным, бактерицидным и антивирусным действием при 93 °C

в течение 10 мин, предварительная мойка Vario TD, свободное место для программирования, неорганика, органика, стандартная, универсальная, интенсивная, пластик, ополаскивание

Серийное оснащение:

- 4-х кратная система фильтрации: плоский фильтр, фильтр грубой очистки, фильтр стеклянного боя, микрофильтр тонкой очистки
- Конструкция с двойными стенками, изолирующим материалом для лучшего шумоподавления
- Счетчик с крыльчаткой для контроля количества заливаемой воды
- Электрическая блокировка двери
- Защита при аварийном прерывании программы
- Оптический и акустический сигналы по окончании программы
- 2 сенсора для регулировки и контроля температуры
- Широкий спектр защитных устройств согласно нормам EN ISO 15883
- Возможность подключения измерительных датчиков в моечной камере для измерения параметров в рамках валидации

Система мойки:

- Гигиеничная система мойки с заливом свежей воды после каждой фазы мойки
- 2 коромысла-распылителя (3-е в верхней корзине) для тщательной мойки
- Оптимально расположенные форсунки и регулируемая скорость вращения коромысел-распылителей для получения наилучших результатов мойки
- Тщательная мойка полых инструментов с помощью инжекторной системы

Моечная камера:

Моечная камера из высококачественной нержавеющей стали

Циркуляционный насос:

Мощный циркуляционный насос Qmax. 400 л/мин

Система дозирования:

- 1 дозирующее устройство в дверце для порошкообразных моющих средств
- 1 дозирующее устройство в дверце для жидких моющих средств (ополаскивателя)
- 1 встроенный дозирующий насос для средств нейтрализации
- 1 подключение для дозирующего модуля DOS K60 или DOS G60 для жидких моющих средств

Система смягчения воды:

Система смягчения воды Profi Monobloc

Конденсатор пара

Эффективный конденсатор пара с теплообменником

Подключение воды:

1 x холодная вода

1 x дистиллированная вода

1 x горячая вода

Система защиты от протечек

Слив воды

1 сливной шланг

Потребляемая мощность:

3 фазы переменный ток: 400V, 50 Гц

Предохранитель А: 3 х 16

Потребляемая мощность: 9,7 кВт

Нагрев: 9,0 кВт

переключаемый на:

2 фазы переменный ток: 400В, 50 Гц

Предохранители А: 2 х 16

Потребляемая мощность: 6,7 кВт

Нагрев: 6,0 кВт

Принадлежности:

Установка обратного осмоса для непрерывного забора полностью обессоленной воды

Патроны для обессоливания воды

Дозирующий модуль для дозирования жидких средств

Цоколь для эргономичной загрузки прибора

Габариты/вес:

Внешние габариты В/Ш/Г: 850 (820)/600/600 мм

Вес нетто: 72 кг

Аксессуары:

0188	верхняя корзина для размещения различных вставок	По запросу
U 874/1	нижняя корзина для размещения различных вставок	По запросу
E 139	вставка на 1/4 корзины, на пробирки длиной до 200 мм	По запросу

Е 106	вставка на 1/2 корзины, для размещения стаканов, бутылей, мензурок	По запросу
Е 118	вставка для размещения чашек Петри	По запросу
Е 329	инжекторная тележка для размещения узкогорлой посуды	По запросу
Е 406	инжекторная тележка для пипеток	По запросу
Другие вставки и тележки		По запросу

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город