

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Автомат для мойки лабораторного стекла G 7883 CD, Miele



Автомат для мойки и дезинфекции лабораторного стекла G 7883 CD со встроенным сушильным агрегатом для сушки горячим воздухом, с выдвижным ящиком с 2 емкостями для моющих средств. Для обработки лабораторной посуды, соответствующей чистоте анализов, например в промышленных и исследовательских лабораториях.

Мойка осуществляется в закрытом объеме, предотвращая возможное распространение инфекций. Эффективная очистка удаляет даже очень сильные загрязнения (в том числе органические кислоты, амины, оксиды металлов, животные жиры, масло, воск и парафин). Имеют высокую производительность при минимальных затратах времени и расходах воды. Постоянный контроль за всем процессом мойки и сушки на любой из его стадии. Широкий выбор корзинок, вставок и инжекторных тележек для всех видов посуды.

Основные характеристики:

37 узкогорлых стаканов, 96 пипеток, 1600 пробирок

Конструкция:

Отдельно стоящий/встраиваемый прибор без крышки

Ширина 90 см.

Внешняя облицовка:

Внешняя облицовка из нержавеющей стали (AE)

Управление:

- Система управления Multitronic Novo Plus с 10 программами
- Выбор программы с помощью переключателя<(>,<)>
- Возможность изменения определенных параметров процесса мойки<(>,<)>

индикация температуры и времени выполнения программы, оптический и акустический сигнал по окончании программы.

Программы:

Термическая дезинфекция с фунгицидным, бактерицидным и противовирусным действием при 93 °C в течение 10 мин, предварительная мойка Vario TD, свободное место для программирования, неорганика, органика, стандартная, универсальная, интенсивная, пластик, ополаскивание

Протоколирование данных процесса:

Серийный порт RS232 для протоколирования данных о процессе

Серийное оснащение:

- 4-х кратная система фильтрации: плоский фильтр, фильтр грубой очистки, фильтр стеклянного боя, микрофильтр тонкой очистки
- Конструкция с двойными стенками, изолирующим материалом для лучшего шумоподавления
- Счетчик с крыльчаткой для контроля количества заливаемой воды
- Электрическая блокировка двери
- Защита при аварийном прерывании программы
- Оптический и акустический сигналы по окончании программы

2 сенсора для регулировки и контроля температуры

- Возможность подключения измерительных датчиков в моечной камере для измерения параметров в рамках валидации

Система мойки:

- Гигиеничная система мойки с заливом свежей воды после каждой фазы мойки
- 2 коромысла-распылителя (3-е в верхней корзине) для тщательной мойки
- Оптимально расположенные форсунки и регулируемая скорость вращения коромысел-распылителей для получения наилучших результатов мойки
- Тщательная мойка полых инструментов с помощью инжекторной системы
- Комбинированное применение системы мойки свежей водой и системы повторного использования технологической воды

Моечная камера:

Моечная камера из высококачественной нержавеющей стали

Циркуляционный насос:

Мощный циркуляционный насос Qmax. 400 л/мин

Система дозирования:

- 1 дозирующее устройство в дверце для порошкообразных моющих средств
- 1 дозирующее устройство в дверце для жидких моющих средств (ополаскивателя)
- 2 встроенных дозирующих насоса для средств нейтрализации/моющих средств
- Выдвижной отсек с 2 емкостями по 5 л.

Система смягчения воды:

Система смягчения воды Profi Monobloc

Конденсатор пара:

Эффективный конденсатор пара с системой распыления

Система сушки:

- Встроенный агрегат для сушки горячим воздухом
- Вентилятор: 0,3 кВт, нагрев: 1,8 кВт, общая потребляемая мощность: 2,1 кВт, производительность по воздуху: 60 м³/ч, настройка температуры с шагом в 1° C: 50-99° C, настройка времени с шагом в 1 мин.: 1-99 мин, фильтр предварительной очистки/EU4, степень осаждения >95%, срок службы 100 ч., фильтр взвеси/Нера-фильтр H13, степень осаждения >99,992% (DIN EN 1822), срок службы: 500 ч.

Подключение воды:

- 1 х холодная вода

- 1 х холодная вода для пароконденсатора
- 1 х дистиллированная вода
- 1 х горячая вода
- Система защиты от протечек

Слив воды:

2 сливных шланга

Потребляемая мощность:

3 фазы переменный ток: 400В, 50 Гц

Предохранитель А: 3 х 16

Потребляемая мощность: 9,7 кВт

Нагрев: 9,0 кВт

Принадлежности:

- Установка обратного осмоса для непрерывного забора полностью обессоленной воды
- Патроны для обессоливания воды
- Дозирующий модуль для дозирования жидких средств
- Цоколь для эргономичной загрузки прибора
- Крышка из нержавеющей стали

Габариты/вес

Внешние габариты В/Ш/Г: 820/900/700 мм

Вес нетто: 108 кг

Аксессуары:

0188	верхняя корзина для размещения различных вставок	По запросу
U 874/1	нижняя корзина для размещения различных вставок	По запросу
E 139	вставка на 1/4 корзины, на пробирки длиной до 200 мм	По запросу
E 106	вставка на 1/2 корзины, для размещения стаканов, бутылей, мензурок	По запросу
E 118	вставка для размещения чашек Петри	По запросу
E 329	инжекторная тележка для размещения узкогорлой посуды	По запросу
E 406	инжекторная тележка для пипеток	По запросу
Другие вставки и тележки		По запросу

верхних корзин/инжекторов или инжекторных тележек к системе подачи воды

Характеристики

Бренд: ЛОиП