

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Весы прецизионные серии ML, Mettler Toledo



Прецизионные лабораторные весы NewClassic ML — это новые модели прецизионных весов начального уровня. Компактные удобные весы ML имеют все функции, необходимые для весов начального уровня. Они идеально подходят морально устаревших механических лабораторных весов (ВЛР и т.д).

- Надежный датчик веса с защитой от ударов и перегрузок позволяет получать точные и воспроизводимые результаты даже в неблагоприятных условиях окружающей среды.
- Калибровка встроенной гирей по нажатию клавиши позволяет быстро и легко откалибровать весы перед началом работы.
- Встроенные функции позволяют проводить статистическую обработку данных, взвешивать подвижные объекты, подсчитывать элементы, суммировать, взвешивать с допусками, составлять весовые композиции, умножать результат взвешивания на произвольный коэффициент.
- Цельнометаллический алюминиевый корпус устойчив к механическим и химическим воздействиям
- Режим самодиагностики позволяет пользователю самостоятельно проверить воспроизводимость весов, работу дисплея, клавиш и привода калибровочной гири, получить информацию о предыдущих калибровках.

- Большой контрастный дисплей с четкой индикацией облегчает считывание результатов.
- Интерфейс RS232 позволяет передавать данные на принтер или персональный компьютер.
- Весы могут работать до 8 часов на батарейках AA или аккумуляторах.

Технические характеристики:

Модель	ML203,	ML303	ML503
НПВ	220 г	320 г	520 г
Дискретность	1 мг	1 мг	1 мг
СКО (на НПВ)	1 мг	1 мг	1 мг
Нелинейность	2 мг	2 мг	2 мг
Среднее время стабилизации	1.5 с	1.5 с	1.5 с
Чашка весов (диаметр), мм	120	120	120
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	193x290x331	193x290x331	193x290x331
Модель	ML802	ML1602	ML3002
НПВ	820 г	1620 г	3200 г
Дискретность	0.01 г	0.01 г	0.01 г
СКО (на НПВ)	0.01 г	0.01 г	0.01 г
Нелинейность	0.02 г	0.02 г	0.02 г
Среднее время стабилизации	1.5 с	1.5 с	1.5 с
Чашка весов (ШхД), мм	170x190	170x190	170x190
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	184x290x84	184x290x84	184x290x84
Модель	ML4002	ML2001	ML4001
НПВ	4200 г	2200 г	4200 г
Дискретность	0.01 г	0.1 г	0.1 г

СКО (на НПВ)	0.01 г	0.1 г	0.1 г
Нелинейность	0.02 г	0.2 г	0.2 г
Среднее время стабилизации	1.2 с	1 с	1 с
Чашка весов (ШхД), мм	170х190	170х190	170х190
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	184х290х84	184х290х84	184х290х84
Модель	ML6001	ML3002E	ML4002E
НПВ	6200 г	3200 г	4200 г
Дискретность	0.1 г	0.01 г	0.01 г
СКО (на НПВ)	0.1 г	0.01 г	0.01 г
Нелинейность	0.2 г	0.02 г	0.02 г
Среднее время стабилизации	1 с	1.5 с	1.2 с
Чашка весов (ШхД), мм	170х190	170х190	170х190
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	184х290х84	184х290х84	184х290х84

Буква Е в конце наименования означает: весы с внешней калибровочной гирей

Модель	ML203E	ML303E	ML802E	ML1502E	ML6001E
НПВ	220 г	320 г	820 г	1620 г	6200 г
Дискретность	1 мг	1 мг	0.01 г	0.01 г	0.1 г
СКО	1 мг	1 мг	0.01 г	0.01 г	0.1 г
Нелинейность	2 мг	2 мг	0.02 г	0.02 г	0.2 г
Среднее время стабилизации	1.5 с	1.5 с	1.5 с	1.5 с	1 с
Чашка весов (диаметр), мм	120	120	160	160	160
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	184x290x188	184x290x188	184x290x84	184x290x84	184x290x84

Буква Е в конце наименования означает: весы с внешней калибровочной гирей

Характеристики

Бренд: ЛОиП