

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Дозатор IKA Pette vario



Дозаторы IKA могут использоваться для многих применений в современной лаборатории.

Цветовое кодирование упрощает быстрый выбор подходящего дозатора.

Дозаторы имеют устойчивость к ударам, ультрафиолету и химическим веществам.

Дозаторы полностью автоклавируются.

Поставляются со сменными ручками различных форм и материалов.

Конус наконечника и поршень покрыты высококачественным алмазоподобным углеродом (DLC).

Общие характеристики:

Серия – поршневой дозатор с воздушной подушкой

Обслуживание - механически

Объём – переменный

Кол-во каналов – 1

Сертификат соответствия в соответствии с ISO 8655 – Наличие

Метод стерилизации в автоклаве – Да

Допустимая температура окружающей среды: 5 - 40 °C

Допустимая относительная влажность - 90 %

Технические характеристики:

Серия Pette vario / Объём, мкл	0.1-2	0.5-10	2-20	20-200	10-100	100- 1000	500 - 5000	1000-10000
Цветовая маркировка	Серый	Серый	Желтый	Желтый	Желтый	Синий	Зеленый	Красный
Номинальный объем	2 мкл	10 мкл	20 мкл	200 мкл	100 мкл	1000 мкл	5000 мкл	10000 мкл
Объём, не менее	0.1 мкл	0.5 мкл	2 мкл	20 мкл	10 мкл	100 мкл	500 мкл	1000 мкл
Объём, не более	2 мкл	10 мкл	20 мкл	200 мкл	100 мкл	1000 мкл	5000 мкл	10000 мкл

Дискретность установки	0.002 мкл	0.01 мкл	0.02 мкл	0.2 мкл	0.1 мкл	1 мкл	5 мкл	10 мкл
Точность с номинальным объёмом	0.028 ± мкл	0.1 ± мкл	0.2 ± мкл	1.2 ± мкл	0.8 ± мкл	6 ± мкл	30 ± мкл	60 ± мкл
Точность с номинальным объёмом	1.4 ±%	1 ±%	1 ±%	0.6 ±%	0.8 ±%	0.6 ±%	0.6 ±%	0.6 ±%
Абсолютная точность при номинальном объёме	0.014 ± мкл	0.04 ± мкл	0.06 ± мкл	0.4 ± мкл	0.2 ± мкл	2 ± мкл	7.5 ± мкл	15 ± мкл
Абсолютная точность при номинальном объёме	0.7 ±%	0.4 ±%	0.3 ±%	0.2 ±%	0.2 ±%	0.2 ±%	0.15 ±%	0.15 ±%
Точность при 50% от номинального объёма	0.025 ± мкл	0.075 ± мкл	0.12 ± мкл	1 ± мкл	0.5 ± мкл	5 ± мкл	30 ± мкл	40 ± мкл
Точность при 50% от номинального объёма	2.5 ±%	1.5 ±%	1.2 ±%	1 ±%	1 ±%	1 ±%	1.2 ±%	0.8 ±%

Абсолютная точность при 50% от номинального объёма	0.015 ± мкл	0.04 ± мкл	0.06 ± мкл	0.3 ± мкл	0.15 ± мкл	1 ± мкл	6.25 ± мкл	10 ± мкл
Абсолютная точность при 50% от номинального объёма	1.5 ±%	0.8 ±%	0.6 ±%	0.3 ±%	0.3 ±%	0.2 ±%	0.25 ±%	0.2 ±%
Точность при 10% от номинального объёма	0.024 ± мкл	0.025 ± мкл	0.1 ± мкл	0.5 ± мкл	0.3 ± мкл	3 ± мкл	12 ± мкл	30 ± мкл
Точность при 10% от номинального объёма	12 ±%	2.5 ±%	5 ±%	2.5 ±%	3 ±%	3 ±%	2.4 ±%	3 ±%
Абсолютная точность при 10% от номинального объёма	0.012 ± мкл	0.018 ± мкл	0.03 ± мкл	0.14 ± мкл	0.1 ± мкл	0.6 ± мкл	3 ± мкл	6 ± мкл
Абсолютная точность при 10% от номинального объёма	6 ±%	1.8 ±%	1.5 ±%	0.7 ±%	1 ±%	0.6 ±%	0.6 ±%	0.6 ±%

Характеристики

Бренд: ЛОиП