

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47 НБ(ПП)



Прибор вакуумного фильтрования (ПВФ) представляет собой закрытую фильтрационную систему. Отфильтрованная вода собирается в ресивере. Фильтр-влагоотделитель препятствует попаданию капель жидкости в камеру вакуумного насоса. Изготавливается с 1, 2, 3, 4, 5 или 6 воронками из полипропилена. Подходит для использования с мембранным фильтром Ø47 мм или бумажным фильтром (Синяя или Белая лента) Ø55 мм..

Комплектация прибора:

- фильтровальная ячейка с пластиковой воронкой объёмом 250 мл
- вакуумный насос
- ресивер (колба Бунзена) объёмом 500 мл (стандарт) с пробкой
- фильтр-влагоотделитель
- ЗИП-комплект пластиковых воронок
- комплект соединительных шлангов

Характеристики составных частей прибора ПВФ-47Н Б (ПП)

1. Фильтровальная ячейка

для фильтрации воды под вакуумом. Состоит из коллектора с краном и основанием, на верхнем торце которого находится титановая фритта для размещения дискового фильтра. Воронка изготовлена из прозрачного полипропилена, имеет риски для контроля залитого объёма по 50 мл. Благодаря специальной конструкции воронка легко устанавливается на основание и надёжно герметизируется с помощью многоступенчатой проточки. Имеет дополнительный конус для предотвращения накопления взвесей в нижней части.

диаметр фильтра	47 мм или 55 мм
материал коллектора	нержавеющая сталь
материал воронки	полипропилен
рабочий объём воронки	250 мл
количество воронок в ячейке	1 шт

2. Вакуумный насос

для создания вакуума в фильтрационных вакуумных системах. Насос компактен, малошумен и прост в обслуживании. Снабжён вакуумметром с гидрозаполненной шкалой для сглаживания гидродинамических колебаний стрелки.

рабочий вакуум	0,6-0,8 кгс/см ²
расход по воздуху	4,0 л/мин
потребляемая мощность	13 Вт
сеть электропитания	однофазная, 220В, 50Гц
габаритные размеры	179 мм x 85 мм x 70 мм

масса 1,9 кг

3. Ресивер (колба Бунзена)

для фильтрования под вакуумом и сбора фильтрата в приборах с вакуумным насосом. Изготавливается из термически стойкого стекла.

Рабочий объем колбы: 500 мл (стандарт), 1000, 2500, 5000 мл (по запросу)

4. Фильтр-влагоотделитель

устанавливается между ресивером и вакуумным насосом с целью предотвращения попадания капельной жидкости из колбы в камеру насоса. Фильтр высушивается и стерилизуется автоклавированием при температуре 121°C в течение 20 минут, выдерживает 20 циклов автоклавирования. Для документирования циклов стерилизации предназначен специальный диск памяти.

материал мембраны политетрафторэтилен

материал корпуса полипропилен

диаметр 62 мм

площадь фильтрации 20 см²

5. Комплект соединительных шлангов

- шланг вакуумный силиконовый

Характеристики

Бренд: ЛОиП