

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Суховоздушный стерилизатор ГП-80 СПУ



Назначение: для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей, материалов.

Применение: в лечебно-профилактических учреждениях, станциях переливания крови, стоматологических клиниках, аптеках, косметологических кабинетах, парикмахерских, лабораториях химической промышленности, пищевой, в других отраслях промышленности, бытовых учреждениях, лабораториях предприятий коммунальной сферы.

Выпускаются в двух вариантах исполнения: без охлаждения (2 цикла стерилизации за рабочую смену) и с дополнительным принудительным охлаждением (4 цикла стерилизации за рабочую смену).

Особенностью стерилизаторов, исполненных в варианте с принудительным охлаждением, является наличие эффективной системы принудительного охлаждения, что позволяет отказаться от подачи холодного воздуха к стерилизуемым материалам и применения бактерицидных фильтров, что сокращает время стерилизации почти в два раза.

Время охлаждения загруженного стерилизатора с принудительным охлаждением до +60°C - не более 30 мин.

Особенности:

- равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха;
- установку и регулирование температуры режима;
- автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов;
- автоматический контроль температуры в рабочей камере;
- автоматический запуск рабочей программы в заданное время (дополнительно, по желанию заказчика);
- быстрое охлаждение рабочей камеры за счет принудительной циркуляции воздуха;
- цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

Технические характеристики:

Объем рабочей камеры, л 80

Режимы работы стерилизатора:

Дезинфекция: температура, °C	120
время, мин	45
Стерилизация I: температура, °C	180
время, мин	60
Стерилизация II: температура, °C	160
время, мин	150
Дополнительный режим: температура, °C	50...200
время, мин	1...999
Наличие системы принудительного охлаждения	есть

Аварийное отключение от электрической сети при перегреве в камере, °С, не более	235
Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере, °С, не более	±3
Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более	55
Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры 60°С, мин, не более	55
Размеры рабочей камеры, мм, не менее (ширина x глубина x высота):	510x340x460
Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более (ширина x глубина x высота):	830x620x600
Масса, кг, не более	65
Потребляемая мощность, кВт, не более	2,2
Питание	220В/50Гц

Комплектация:

напольная подставка (по желанию заказчика).

Характеристики

Бренд: ЛОиП