

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Весы аналитические Secura 224-1ORU, 124-1ORU

Стандартные возможности:

Функции APC (Advanced Pharma Compliance) –соответствие требованиям мировых фармацевтических стандартов

- SQmin:отслеживание соответствия требованиям к минимальному весу образца
- Защита настройки параметров паролем
- isoCAL: полностью автоматизированная внутренняя калибровка и юстировка с учетом температуры и времени
- Временная блокировка передачи данных на принтер и/или компьютер при обнаружении неточных результатов взвешивания, например, при несоответствии требованиям Фармакопеи к минимальному весу образца, неправильной нивелировки весов или необходимости выполнения калибровки / юстировки isoCAL
- Cal Audit Trail: хранение всех данных процедур калибровки

Уровень безопасности

- Три настраиваемых уровня безопасности в соответствии с важностью факторов безопасности:

нивелирование, калибровка, соответствие требованию к минимальной навеске

Калибровка / Юстировка

- автоматическая isoCAL (в зависимости от времени и температуры)

Интерфейс с функциями

- Автоматическое распознавание принтеров моделей YDP30 и YDP40 Sartorius
- Прямая передача данных в программы Microsoft Windows®
- Программируемый интервал вывода данных
- Протоколы передачи данных SBI, [SPI, табличный / текстовый формат

Дисплей

- Сенсорный экран с графическим пользовательским интерфейсом Sartorius, оптимизированный для использования в фармацевтических

лабораториях

Выравнивание (нивелирование)

- Микропроцессорный электронно-оптический датчик уровня с функцией оповещения и интерактивным руководством пользователя для безошибочного и точного выравнивания весов

Стандартные встроенные приложения

- Взвешивание, плотность, процентное соотношение, контрольное взвешивание, удержание максимального значения, счет, взвешивание в нестабильных условиях, смешивание, компоненты, статистика, пересчет единиц измерения

Меню

- Сообщения на дисплее на русском языке

Защита

- Корпус с полировкой, устойчивый к воздействию агрессивных сред
- Рабочий чехол (для аналитических весов)
- Пылезащитный чехол

Возможность выбора единиц измерения

- Грамм, килограмм, карат, миллиграмм

Возможность защиты от кражи

- Предусмотрено отверстие для крепления Кесингтонского замка от кражи (опция)

Метрологические и технические характеристики:

Модель	213-1ORU	313-1ORU
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	I	I
Максимальная нагрузка Max (г)	220	120
Поверочное деление, e (г)	0,001	0,001

Действительная цена деления d (г)	0,0001	0,0001
Число поверочных делений,n	220000	120000
Минимальная нагрузка Min (г)	0,01	0,01
Время установления показаний, не более, (с)	2	2
Изменение температуры, с (isoCAL)	1,5	1,5
Временной интервал, ч (isoCAL)	4	4
Диаметр грузоприемной платформы (мм)	90	90
Высота камеры взвешивания (мм)	209	209
Габариты Г x Ш x В (мм)	359 x 218 x 94	3359 x 218 x 94
Вес, нетто, пригл. (кг)	5,1	5,1

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город