

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Микроскоп Альтами БИО 8

Лабораторный микроскоп для исследований в области медицины и биологии, а также для учебных целей. Поставляться в бинокулярном или тринокулярном исполнении. Имеет полупланахроматические объективы: 4х, 10х, 40х, 100х (МИ), широкопольные окуляры 10х и 20х, конденсор Аббе, предметный стол с препаратоводителем, освещение по Келеру.

Особенности:

- Методы контрастирований: светлое поле, темное поле* и фазовый контраст* в проходящем свете
- Насадка: бинокулярная или тринокулярная
- Увеличение: 40-2000 крат
- Объективы: ахроматические - 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65, 100X/1.25 МИ
- Окуляры: 10X/18 мм и 20X/11 мм
- Освещение: по схеме Кёлера, источник света галогенная лампа 20 Вт или светодиод
- Дополнительно: цифровая камера на выбор, сухой темнопольный конденсор NA 0.9, масляный темнопольный конденсор

NA 1.25, окуляр 10X/18 со шкалой, объективы 20X/0.40 и 60X/0.85, объект-микрометр, наборы микропрепаратов, предметные и покровные стекла

Технические характеристики

Методы контрастирований:

- светлое поле;
- темное поле*;
- фазовый контраст*.

Общее увеличение: 40X-2000X.

Насадка:

- бинокулярная или тринокулярная;
- межзрачковое расстояние 55~75 мм;
- угол наклона окуляров 30°.

Окуляры:

- WF10X/18;
- WF10X/18 со шкалой*;
- WF10X/20*;
- WF20X/11.

Объективы:

полупланахроматические, рассчитанные на длину тубуса 160 мм:

- EA 4X/0.1 160/-;
- EA 10X/0.25 160/-;
- EA 20X/0.40 160/0.17 с пружинящей оправой*;
- EA 40X/0.65 160/0.17 с пружинящей оправой;
- EA 60X/0.85 160/0.17 с пружинящей оправой*;
- EA 100X/1.25 МИ 160/0.17 с пружинящей оправой.

Освещение:

- по классической схеме Кёлера;
- галогенная лампа 6 (12) В/20 Вт;
- встроенная регулируемая полевая диафрагма;
- плавная регулировка яркости освещения.

можно заказать микроскоп со светодиодным осветителем вместо галогенной лампы.

Предметный столик:

- прямоугольный с габаритами 150x185 мм;
- препаратоводителем на два микропрепарата;
- диапазон перемещений 50x80 мм;
- коаксиально расположенные ручки управления перемещением стола.

Револьверное устройство:

4-позиционное, с точной фиксацией объективов относительно оптической оси.

Конденсор:

- конструкция Аббе, числовая апертура 1.25;
- регулируемая апертурная диафрагма;
- держатель светофильтров.

Фокусировка:

- коаксиально расположенные ручки грубой и точной фокусировки;
- диапазон фокусировки 20 мм;
- стопорный винт вертикального перемещения стола.

Светофильтры:

- голубой d=32 мм;
- нейтральный d=32 мм;
- желтый d=32 мм* ;
- зеленый d=32 мм*.

В комплекте:

- пылезащитный чехол;
- руководство по эксплуатации;
- флакон-капельница с иммерсионным маслом;
- цифровая камера на выбор*;
- объект-микрометр с двумя шкалами (100x0.01 мм и 100x0.01 см) и двумя калибровочными точками (d=0.15 мм и d=0.07 мм)*.

* - поставляется по дополнительному заказу

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город