

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Прецизионные весы OHAUS Adventurer (AX)

Новые универсальные и надежные прецизионные весы.

Модельный ряд прецизионных весов включает в себя 10 модификаций с НПВ от 220 до 8200 грамм и дискретностью от 0,001 г до 0,1 г.

Благодаря большому набору функций и современным коммуникационным возможностям прецизионные весы серии Adventurer AX способны решить задачу любой сложности в лабораториях, на промышленных предприятиях или в образовательных учреждениях. Возможность сохранения настроек и тиражирования сохраненных данных на другие модели данной серии позволят легко обслуживать и администрировать целый парк весов Ohaus Adventurer.

Особенности

- Быстрая стабилизация, точность и легкость в управлении процессом
- Цветной сенсорный дисплей и русифицированные пошаговые инструкции для оператора
- Инновационный дизайн и большое рабочее пространство
- Функция сохранения настроек весов и их тиражирования
- Внешняя или внутренняя калибровка AutoCal™
- Интерфейсы передачи данных RS232 и USB в соответствии с нормами GLP/GMP
- Возможность получать данные о взвешивания в стандартные программы MS Office.

Функции

- простое взвешивание;
- динамическое взвешивание;
- счет штук;
- взвешивание в процентах;
- индикация максимального значения;
- рецептурное взвешивание;
- контрольное взвешивание;
- суммирование результатов;

- разнообразные единицы измерения;

Технические характеристики весов с НПВ до 1520 г

Модель	AX223	AX223/E	AX423	AX423/E	AX523	AX523/E	AX622	AX622/E	AX1502	AX1502/E
НПВ, г	220	420	520	620	1520					
Дискретность, г	0,001	0,01								
Нелинейность, г	±0,002	±0,02								
Воспроизводимость, г	±0,001	±0,01								
Среднее время стабилизации, с	< 2	< 1,5								
Размер весовой чашки, мм	Ø130	175×195								
Габаритные размеры весов, мм	354×340×230	350×240×345	354×340×230	354×100×230						
Внутренняя калибровка	AutoCal	—	AutoCal	—	AutoCal	—	AutoCal	—	AutoCal	—
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	II									

Технические характеристики весов с НПВ от 2200 г до 8200 г

Модель	AX2202	AX2202/E	AX4202	AX4202/E	AX5202	AX4201	AX4201/E	AX8201	AX8201/E
НПВ, г	2200	4200	5200	4200	8200				
Дискретность, г	0,01	0,1							
Нелинейность, г	±0,02	±0,2							
Воспроизводимость, г	±0,01	±0,1							
Среднее время стабилизации, с	< 1,5								
Размер весовой чашки, мм	175×195								

Габаритные размеры весов, мм	354×100×230							
Внутренняя калибровка	AutoCal	—	AutoCal	—	AutoCal	—	AutoCal	—
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	II	III	II					

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город