

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Большой дисплей

Диагональ дисплея почти 14 см!
Крупные цифры отлично видно.

Монолитный корпус

Сенсорные кнопки срабатывают от прикосновения.
Гладкую лицевая панель легко мыть, чтобы содержать прибор в чистоте.

Удобно работать

В комплекте штатив и держатель электрода для размещения на столе.
В комплекте дополнительное крепление на стену.
Зарядка в штативе или в креплении от адаптера.
Можно взять с собой.
Через USB-порты можно передать результаты на флеш-накопитель или на компьютер

рН	Диапазон измерений	-2,000...16,000 (± 1000 мВ)
Разрешение	0,01; 0,001 (0,1 мВ)	
Калибровка	3-точечная, 5 точечная	
Буферные растворы	1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45; два пользовательских буфера	
Компенсация температуры	Автоматическая	
Диагностика электрода	Состояние электрода, время отклика, калиброванный диапазон	

Проводимость и соленость	Диапазон измерений проводимости	0.00 ... 29.99 мкСм/см;
		30.0 ... 299.9 мкСм/см;
Диапазон измерений соле­содер­жа­ния		300 ... 2999 мкСм/см;
		30.0 ... 200.0 мСм/см;
		до 500.0 мСм/см (без компенсации температуры)
		0.00 ... 14.99 мг/л (ppm);
		15.0 ... 149.9 мг/л (ppm);
Диапазон измерений солености		150 ... 1499 мг/л (ppm);
		1.50 ... 14.99 г/л;
		15.0 ... 100.0 г/л;
		up ... 400.0 г/л (без компенсации температуры)*, с фактором пересчета 0.80
		0.0 ... 400.0 % NaCl; 0.01 ... 42.00 PSU
Точность		(единиц практической шкалы солености
		0.0 to 80.0 г/л
Калибровка проводимости		1% показаний
		Смещение (0,0 мкСм/см) по воздуху
Стандарты		Наклон – 1 точечная калибровка по стандарту на выбор
		84 мкСм/см; 1413 мкСм/см; 5,00 мкСм/см;
Фактор соле­содер­жа­ния		12,88 мкСм/см; 118,8 мкСм/см;
		100% NaC
Растворенный кислород	Диапазон измерений	От 0,40 до 0,80
		0,00 ... 45,00 мг/л; 0 ... 300% насыщение
Разрешение		0,01 мг/л; 0,1% насыщения
Точность		± 1,5% значения
Калибровка		По одной или двум точкам: 0% и 100%

Калибровочные точки	0% - HI 7040 100% - по воздуху	
Компенсация температуры	Автоматически до 50°C	
Компенсация солености	До 40 г/л	
Компенсация барометрической высоты	От -500 до 4000 м (с шагом 100 м)	
Температура	Диапазон (со всеми датчиками)	От -20 до + 120°C
Разрешение	0,1°C	
Точность	±0,2°C	
Габариты, вес, память, питание	Габариты	202 x 140 x 12,7мм
Вес	250 г	
Питание	5 В от адаптера или от USB-порта	
Память	До 200 значений по требованию пользователя До 600 значений с автоматической регистрацией	
Интерфейсы	USB-A для флеш-диска Micro USB-B для подключения к ПК	

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город