

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Дозатор Ленпиет Дигитал

Пипетки Ленпиет Дигитал имеют современный дизайн и предлагают усовершенствованную эргономику для лабораторий, в которых выполняется большое количество рутинных исследований. Закругленная рукоятка, модифицированный захват и большой дисплей повышают удобство оператора и эффективность работы.

Для абсолютной стерильности все пипетки Ленпиет Дигитал могут подвергаться автоклавированию целиком. Каждая пипетка также имеет место для метки безопасности на захвате пипетки и специальный кронштейн для удобного хранения пипетки на полке.

Особенности:

- Удлиненный плунжер гарантирует точное дозирование, даже для малых объемов.
- Механизм сверх-выталкивания гарантируют точность и воспроизводимость для микрообъемов.
- Уникальная форма захвата гарантируют правильный угол пипетирования и максимальный комфорт для работы.
- Благодаря использованию в конструкции жесткого и легкого пластика, пипетки очень легкие, что уменьшает усталость лаборанта. Удельная электропроводность пипеток также очень низкая.
- Установка объема дозирования осуществляется очень легко, путем поворота операционной кнопки. Смещение на один шаг объема дозирования сопровождается щелчком, а установленный объем легко виден на большом дисплее. Для переключения с минимального на максимальный объем требуется всего несколько поворотов кнопки.

Технические характеристики:

Объем, мкл	Точность, мкл	Точность, %	Воспроизводимость SD, мкл	Воспроизводимость CV %	Наконечник Финтип
10	± 0.09	0.9	0.08	0.8	10, 20, 50
20	± 0.12	0.6	0.1	0.5	250 Унив, 300, 200 Удл.
50	± 0.3	0.6	0.2	0.4	250 Унив., 300, 200 Удл.
100	± 0.4	0.4	0.3	0.3	250 Унив., 300, 200 Удл.
200	± 0.8	0.4	0.6	0.3	250 Унив., 300, 200 Удл.
500	± 1.5	0.3	1.5	0.3	1000, 1000 Удл.
1000	± 3.0	0.3	3.0	0.3	1000, 1000 Удл.

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город