

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Титратор T50

Титраторы сочетают в себе неограниченные возможности по автоматизации титрований любого типа, и при этом удобны и понятны в использовании.

Титраторы Т 50 рекомендуются для проведения несложных анализов методом титрования с потенциометрической, вольтамперометрической и фотометрической индикацией

Особенности:

- Сенсорный цветной терминал Touch Screen
- Дополнительные модули дозирования
- Совершенный обмен информацией
- Готовые комплекты для титрования

Функции и технические характеристики:

One Click Titration™: Число пиктограмм быстрого доступа для каждого пользователя	12
Plug & Play - Автоматическое распознавание при подключении, без перезагрузки бюретки	Бюретки, титрант и титр,модуль дозирования, автосемплер Rondo, автоматический стенд Rondolino, USB Printer, USB карта памяти, USB сканер штрих-кода
Приводы бюретки для дозирования и титрования	Внутренних -1; внешних только для дозирования (опция) - 3
Методы и серии	Обучающее титрование; 15 функций в методе; 120 последовательностей серий; более 30 методов METTLER TOLEDO;120 методов в памяти
Платы датчиков (максимум/стандартно)	Аналоговая или кондуктометрическая - 1/1
Входы датчиков (максимум/стандартно)	Потенциометрический (рН/мВ/ионы) – 2/2; поляризованный (мВ/мкА) – 1/1; для электрода сравнения – 1/1; температура (PT 1000) – 1/1; удельная электропроводность / температура –1/0
Интерфейсы и порты	Ethernet (Интернет) – 1; COM (RS232) для весов, PC, принтера и других устройств – 3; USB – 2; CAN для модуля дозирования; насос / мешалка – 3; TTL I/O (автосемплеры и другие) – 1
Вход потенциометрических датчиков	Диапазон измерения ± 2000 мВ; разрешение 0.1 мВ; предел погрешности 0.2 мВ

Вход поляризованных датчиков	Диапазон измерения 0...2000/0...200 мкА; разрешение 0.1/0.1 мкА; предел погрешности 0.1/0.3 мкА
Температурный датчик РТ1000	Разрешение 0.1°С; предел погрешности 0.2°С
Модуль дозирования (привод бюретки)	Разрешение бюретки 1/20 000 объема бюретки (для бюретки 10 мл –0,5 мкл); предел погрешности 0.3% от дозированного объема; скорость заполнения/слива 20 сек
Габариты	210 x 246 x 250 мм, 4.3 кг
Терминал	Сенсорное управление, ЖК экран VGA (320 x 240) точек 5,7 дюйма; угол наклона по выбору, три позиции

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город