

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Установка для определения растворимости Vision G2 Classic 6™

Определение биодоступности и растворимости лекарственных средств.

Станция Vision G2 Classic 6™ - компактная классическая бюджетная станция на 6 рабочих мест.

Идеальна для работы в ручном режиме (регулирование высоты мешалок, отбор проб), для лабораторий с ограниченным пространством и небольшим количеством анализов.

В стандартный комплект поставки станции входят термостатируемая водяная баня и внешний циркуляционный термостат, внешний контактный термометр, комплект запасных быстроизнашивающихся частей.

Блок управления имеет цветной сенсорный дисплей с функцией установки и отображения точной скорости перемешивания, температуры и времени. Специально разработанное встроенное программное обеспечение дает возможность создания, сохранения и быстрой активации до 100 протоколов с определенными параметрами эксперимента.

Станция имеет порты для подключения к ПК, принтеру и сети (RS232, USB, LAN), а также разъем USB для выгрузки/загрузки данных эксперимента при помощи внешних накопителей.

Дополнительно к базовому комплекту станции предлагаются оригинальные аксессуары для реализации методов USP: градуированные сосуды Easi-Lock™ из стекла, легкоъемные крышки к ним, корзинки из нержавеющей стали, держатели корзинок и др.

Установка полностью соответствует действующим требованиям: USP/FDA/EP/ASTM/JP,UL/CSA/CE/RoHS/России, а также 21 CFR Part 11.

Технические характеристики

Диапазон поддерживаемой температуры, °C 25-55

Точность измерения, °C 0,5

Скорость вращения, об/мин	25-250
Объем сосудов, л	1
Объем бани, л	13,3
Размеры (Г x Ш x В), см	58,4 x 39,4 x 67,3
Вес, кг	29,5 (без жидкости)
Рабочая платформа	На 6 мест
Рабочие устройства	6 стержней с shaftми
Система циркуляции	Независимая нагревающая система Vision®
Водяная баня	Встроенная с быстрым нагревом
Панель управления	Сенсорное меню
Сигналы	Световой индикатор
Функции контроля	Скорости, температуры, времени

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город