

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Центрифуга G-L

IKA G-L - идеальная центрифуга для всех типов процессов разделения, например в молекулярной биологии.

Может использоваться со стандартными сосудами объёмом 1,5 / 2 мл, а также с полосками для ПЦР.

Крышка открывается автоматически при нажатии кнопки.

Преимущества:

- Безопасное использование - Центрифуга снабжена металлической крышкой и не запускается, пока не будет полностью закрыта
- Ультрасовременный дисплей - Полностью интуитивно понятная навигация осуществляется через мембранную клавиатуру. Это позволяет легко устанавливать программы и скорость вращения
- Мощный мотор - Центрифуга оснащена высокопроизводительным двигателем.

Комплект поставки:

- Центрифуга IKA G-L
- Металлический ротор и крышка на 12 сосудов, вместимостью 1,5 / 2 мл
- Кабель питания + USB кабель
- Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон

В качестве аксессуара, дополнительно к центрифуге можно приобрести:

адаптер для ПЦР пробирок,

адаптер для пробирок объёмом 0,5 мл,

адаптер для пробирок объёмом 0,4 мл.

Технические характеристики:

Вместимость	12 x 1.5 / 2.0 мл
Допустимая плотность	1.2 кг/дмЗ
Центробежное ускорение	16500 G
Потребляемая мощность привода	65 Вт
Диапазон вращающего момента	800 - 15700 об./мин.
Погрешность вращающего момента	5 %
Задание точности скорости	100 ± об./мин.
Таймер	Да
Дисплей таймера	7 сегментная диодная линия
Датчик дисбаланса	Да
Быстрый останов	Да
Открытие крышки	автоматически
Замена ротора	без инструментов
Защитная крышка	Да
Размеры	200 x 140 x 280 мм
Вес	3.9 кг
Допустимая температура окружающей среды	+5 - +40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Разъём USB	Да
Напряжение	220 - 230 / 115 / 100 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	92 Вт

Технические характеристики

Бренд

ЛОиП

Бренд

ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город