

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89

**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65

**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69

сайт: [lab.pro-solution.ru](http://lab.pro-solution.ru) | эл. почта: [ipi@pro-solution.ru](mailto:ipi@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Титратор T70

Предназначен для автоматизации титрований, связанных с дозированием нескольких титрантов и вспомогательных реагентов. Рекомендуется для постановки нескольких методик на одном приборе благодаря полнофункциональным дополнительным приводам.

## Особенности:

- Сенсорный цветной терминал Touch Screen
- Дополнительные модули дозирования
- Совершенный обмен информацией
- Готовые комплекты для титрования
- Создание циклов методов и анализов
- Возможность модернизации до T90
- Расширение для проведения кондуктометрических измерений и титрований
- Список выполняемых заданий

## Функции и технические характеристики:

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| One Click Titration™: Число пиктограмм быстрого доступа для каждого пользователя | 12                                                                                                                                                                                                             |
| Plug & Play - Автоматическое распознавание при подключении, без перезагрузки:    | Бюретки, титрант и его титр, модуль дозирования, автосемплер Rondo, автоматический стенд Rondolino, USB Printer, USB карта памяти, USB сканер штрих-кода                                                       |
| Приводы бюретки для дозирования и титрования                                     | Внутренних - 1; внешних (опция) - 3                                                                                                                                                                            |
| Методы и серии                                                                   | Обучающее титрование; 60 функций в методе; до 3 циклов в методе; условный переход "если...то"; функция "Срочный образец"; 120 последовательностей серий; более 30 методов METTLER TOLEDO; 120 методов в памяти |
| Платы датчиков (максимум/стандартно)                                             | Аналоговая или кондуктометрическая - 2/1                                                                                                                                                                       |
| Входы датчиков (максимум/стандартно)                                             | Потенциометрический (pH/мВ/ионы) – 4/2; поляризованный (мВ/мкА) – 2/1; для электрода сравнения – 2/1; температура (PT 1000) – 2/1; удельная электропроводность / температура – 2/0                             |

|                                     |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейсы и порты                  | Ethernet (Интернет) – 1; COM (RS232) для весов, PC, принтера и других устройств – 3+1; USB – 2; CAN для модуля дозирования; насос / мешалка – 3+1; TTL I/O (автосемплеры и другие) – 1 |
| Вход потенциометрических датчиков   | Диапазон измерения ±2000 мВ; разрешение 0.1 мВ; предел погрешности 0.2 мВ                                                                                                              |
| Вход поляризованных датчиков        | Диапазон измерения 0...2000/0...200 мкА; разрешение 0.1/0.1 мкА; предел погрешности 0.1/0.3 мкА                                                                                        |
| Температурный датчик РТ1000         | Разрешение 0.1°C; предел погрешности 0.2°C                                                                                                                                             |
| Модуль дозирования (привод бюретки) | Разрешение бюретки 1/20 000 объема бюретки (для бюретки 10 мл –0,5 мкл); предел погрешности 0.3% от дозированного объема; скорость заполнения/слива 20 сек                             |
| Габариты                            | 210 x 246 x 250 мм, 4.3 кг                                                                                                                                                             |
| Терминал                            | Сенсорное управление, ЖК экран VGA (320 x 240) точек 5,7 дюйма; угол наклона по выбору, три позиции                                                                                    |

### Технические характеристики

|       |      |
|-------|------|
| Бренд | ЛОиП |
| Бренд | ЛОиП |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89

**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65

**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69

сайт: [lab.pro-solution.ru](http://lab.pro-solution.ru) | эл. почта: [ipi@pro-solution.ru](mailto:ipi@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город