

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

FRIDURIT Modular 20 мм



FRIDURIT® Modular - монолитная бесшовная лабораторная керамика толщиной 20 мм с глазурованной поверхностью. Цвет светло-серый с черными вкраплениями.

Рабочие поверхности являются критическим элементом лабораторной мебели и наиболее подвержены различного рода повреждениям. При выборе материала поверхности стоит обратить внимание на его химическую стойкость, долговечность, эксплуатационный период, надежность и эстетичность.

Лабораторная поверхность **FRIDURIT®** от компании FRIATEC® (Германия) соответствует всем выше перечисленным требованиям.

FRIDURIT® - плоская поверхность, сделанная из технической керамики; устанавливается без дополнительной поддержки. Поверхности **FRIDURIT®** выпускаются в двух вариантах: **FRIDURIT® Premium** – монолитная глазурованная поверхность толщиной 26 мм с монолитным противопроточным бортиком по всему периметру высотой 7 мм и глубиной 30 мм; **FRIDURIT® Modular** – монолитная глазурованная поверхность толщиной 20 мм без

бортика.

Поверхности **FRIDURIT®** соответствуют всем требованиям, предъявляемым к материалам, используемым с лабораториях химического, физического, биологического профиля.

Поверхности FRIDURIT® обладают следующими преимуществами:

- **Великолепная химическая стойкость** к практически любым реагентам включая концентрированные кислоты, щелочи. 24 Часовой контакт с большинством химических реагентов не оставляет практически никаких пятен на образцах **FRIDURIT®**. Незначительное воздействие оказывает только плавиковая кислота.
- **Легкоочищаемость.** Благодаря глазурированной гладкой поверхности отсутствует диффузия веществ внутрь материала, поверхность легко очистить от любых загрязнений включая красители, нефтепродукты, масла, смазки, краски;
- **Микробиологически чистая поверхность.** Поверхность **FRIDURIT®** может быть легко очищена и продезинфицирована. Поверхность является гладкой, полностью закрытой, что препятствует росту бактерий, вирусов, грибов;
- **Великолепная стойкость к царапанью.** Поверхность **FRIDURIT®** имеет 7 единиц твердости по шкале Мооса!;
- **Устойчивость к нагреву.** Материал FRIDURIT® выдерживает воздействие открытого пламени, является абсолютно негорючим (класс A1 по классификации пожарной защиты) и жаропрочным. Независимые исследования согласно DIN EN ISO 10545-13 и EN ISO 10545-14., выполненные ООО «СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ» в 2009 году показали, что образцы столешниц марки **FRIDURIT®** обладают максимальной термической и физико-химической устойчивостью

по сравнению со столешницами из эпоксидных компаундов , слоистых пластиков, стеклопластиков и полипропилена;

- Экологичность. Материал FRIDURIT® изготавливается только из природных компонентов таких как глина, каолин, полевой шпат. Поверхности абсолютно экологичны и не выделяют канцерогенных эмиссий при старении.

Материал **FRIDURIT®** помимо вышеперечисленных достоинств обладает еще одним преимуществом высококачественным внешним видом, сохраняющимся неизменным долгие годы, и отвечает всем требованиям многофункциональной лабораторной поверхности, модернизирующей рабочее место.

В целях защиты от контрафакта и защиты от подделок каждая столешница FRIDURIT® маркируется гравийной техникой по торцам столешницы. На торце столешницы FRIDURIT® должен быть отгравирован товарный знак «FRIDURIT» и логотип компании «FRIATEC».

Характеристики

Бренд: ЛОиП