

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Микроскоп Альтами БИО 8



Лабораторный микроскоп для исследований в области медицины и биологии, а также для учебных целей. Поставляться в бинокулярном или тринокулярном исполнении. Имеет полупланахроматические объективы: 4х, 10х, 40х, 100х (МИ), широкопольные окуляры 10х и 20х, конденсор Аббе, предметный стол с препаратодителем, освещение по Келеру.

Особенности:

- Методы контрастирования: светлое поле, темное поле* и фазовый контраст* в проходящем свете
- Насадка: бинокулярная или тринокулярная
- Увеличение: 40-2000 крат
- Объективы: ахроматические - 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65, 100X/1.25 МИ
- Окуляры: 10X/18 мм и 20X/11 мм
- Освещение: по схеме Кёлера, источник света галогенная лампа 20 Вт или светодиод
- Дополнительно: цифровая камера на выбор, сухой темнопольный конденсор NA 0.9, масляный темнопольный конденсор

NA 1.25, окуляр 10X/18 со шкалой, объективы 20X/0.40 и 60X/0.85, объект-микрометр, наборы микропрепаратов, предметные и покровные стекла

Технические характеристики

Методы контрастирования:

- светлое поле;
- темное поле*;
- фазовый контраст*.

Общее увеличение: 40X-2000X.

Насадка:

- бинокулярная или тринокулярная;
- межзрачковое расстояние 55~75 мм;
- угол наклона окуляров 30°.

Окуляры:

- WF10X/18;
- WF10X/18 со шкалой*;
- WF10X/20*;
- WF20X/11.

Объективы:

полупланахроматические, рассчитанные на длину тубуса 160 мм:

- EA 4X/0.1 160/-;
- EA 10X/0.25 160/-;
- EA 20X/0.40 160/0.17 с пружинящей оправой*;
- EA 40X/0.65 160/0.17 с пружинящей оправой;

- ЕА 60X/0.85 160/0.17 с пружинящей оправой*;
- ЕА 100X/1.25 МИ 160/0.17 с пружинящей оправой.

Освещение:

- по классической схеме Кёлера;
- галогенная лампа 6 (12) В/20 Вт;
- встроенная регулируемая полевая диафрагма;
- плавная регулировка яркости освещения.

можно заказать микроскоп со светодиодным осветителем вместо галогенной лампы.

Предметный столик:

- прямоугольный с габаритами 150x185 мм;
- препаратопроводителем на два микропрепарата;
- диапазон перемещений 50x80 мм;
- коаксиально расположенные ручки управления перемещением стола.

Револьверное устройство:

4-позиционное, с точной фиксацией объективов относительно оптической оси.

Конденсор:

- конструкция Аббе, числовая апертура 1.25;
- регулируемая апертурная диафрагма;
- держатель светофильтров.

Фокусировка:

- коаксиально расположенные ручки грубой и точной фокусировки;
- диапазон фокусировки 20 мм;
- стопорный винт вертикального перемещения стола.

Светофильтры:

- голубой $d=32$ мм;
- нейтральный $d=32$ мм;
- желтый $d=32$ мм* ;
- зеленый $d=32$ мм*.

В комплекте:

- пылезащитный чехол;
- руководство по эксплуатации;
- флакон-капельница с иммерсионным маслом;
- цифровая камера на выбор*;
- объект-микрометр с двумя шкалами (100×0.01 мм и 100×0.01 см) и двумя калибровочными точками ($d=0.15$ мм и $d=0.07$ мм)*.

* - поставляется по дополнительному заказу

Характеристики

Бренд: ЛОиП